

Návod k použití

Název výrobku / obchodní název

HydroCheck-E

K dispozici ve velikostech: 1,0, 1,7, 2,8, 3,8, 5,0 mm

Popis produktu / zamýšlený účel

Přístroje HydroCheck-E se používají k detekci zbytkové vody v kanálu flexibilního endoskopu.

Přístroje používají zdravotníci a vyškolený personál CSSD na odděleních CSSD v nemocnicích a lékařských ordinacích.

Návod k použití



Po celou dobu testu je nutné nosit rukavice, aby nedošlo ke kontaminaci testu.

Test HydroCheck-E před použitím neotvírejte.

Velikost tamponu musí odpovídat průměru kanálu endoskopu.

1. Vložte EndoSwab do testovaného kanálu a zatlačte jej až na doraz, pouze jednou.
2. Ihned po stěru odstříhnete nůžkami EndoSwab 2 cm za špičkou a vložte jej do testovací lahvičky. Zavřete a alespoň třikrát (3) protřepejte.
3. Změna barvy na fialovou na přístroji EndoSwab indikuje zbytkovou vodu v testovaném kanálu.
4. Malé množství zbytkové vody na testu EndoSwab bude označeno malou fialovou skvrnou. Velké množství vody může celý test změnit na fialový.



Pereg GmbH
Porschestraße 12
84478 Waldkraiburg
Německo



1.0	77080-06X
1.7	77080-06A
2.8	77080-06B
3.8	77080-06C
5.0	77080-06D

Výkonnostní charakteristiky

HydroCheck-E: Detekce zbytkové vody v kanálu endoskopu.
Testovací sada dokáže detekovat 0,05 µl zbytkové vody v kanálu endoskopu.

V případě poruchy / změny výkonu

Flexibilní endoskopy musí být skladovány v suchu. Zbytková voda indikovaná přístrojem HydroCheck může ohrozit bezpečné skladování.

Bezpečnostní opatření:

- Balení otevřete opatrně a manipulujte s ním opatrně.
- V práci nejezte a nepijte. Zákaz kouření. Nepřibližujte se k potravinám.
- Zabraňte kontaktu s kůží a očima.
- Skladujte chráněné před vlhkostí.
- Používejte ochranu očí (ochranné brýle proti stříkajícím chemikáliím).
- Používejte rukavice odolné proti chemikáliím.
- Ochrana proti vdechnutí v případě prachu.
- Nepoužívejte dvakrát.
- Používejte pouze k zamýšlenému účelu.
- Před interpretací výsledků si pečlivě přečtěte pokyny.

Bezpečné kombinace se zařízeními/vybavením

Používejte pouze tampony dodávané s přípravkem HydroCheck-E. Test HydroCheck-E před použitím neotvírejte.

Omezení kombinací

Kontakt s jakýmkoli zdrojem vlhkosti, například s otiskem prstu, může vést k falešně pozitivnímu výsledku. Pokud se EndoSwab netestuje okamžitě, může zaschnout a poskytnout falešně negativní výsledek.

Každá testovací sada obsahuje:

6 x jednorázové testy pro detekci zbytkové vody v kanálech endoskopu.

O test HydroCheck-E

O EndoSwab

Zvláštní podmínky skladování a/nebo manipulace

- Skladujte při pokojové teplotě (15 °C až 25 °C).
- Skladujte v uzavřeném původním obalu.
- Skladujte na suchém místě.

Nežádoucí účinky:

Jakýkoli závažný incident, ke kterému došlo v souvislosti s prostředkem, by měl být nahlášen výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém se nacházíte.

Významná zbytková rizika:

Po použití vždy zkontrolujte, zda je tampon stále neporušený. Po testu je třeba endoskop znovu zpracovat/dezinfikovat.

Bezpečná likvidace zařízení

HydroCheck-E zlikvidujte v souladu s platnými místními předpisy.

Verze a datum vydání IFU.

Verze: 2.0 / Datum: 22.07.2025