

# Instrucțiuni de utilizare

Denumirea produsului/denumirea comercială

## Pyromol-E

Disponibil în dimensiunile: 1,0, 1,7, 2,8, 3,8, 5,0 mm

### Descrierea produsului/Scopul utilizării

Dispozitivele Pyromol-E sunt utilizate pentru detectarea reziduurilor de proteine în canalele endoscoapelor flexibile. Dispozitivele se utilizează de cadrele medicale și de personalul instruit în departamentele de sterilizare centrale din spitale și cabinete medicale.

### Instrucțiuni de utilizare



Imagine A

### Dimensiunea bețișorului trebuie să fie compatibilă cu diametrul canalului endoscopului.

1. Umeziți vârful bețișorului EndoSwab cu o picătură de apă curată. Introduceți bețișorul EndoSwab în canalul care urmează să fie testat și împingeți-l până la capăt, o singură dată.
2. Tăiați bețișorul EndoSwab la 2 cm în spatele vârfului cu foarfeca, introduceți-l în flaconul de testare ( imaginea A), închideți flaconul și lăsați să stea 5 minute.
3. O schimbare a culorii în albastru-verde pe vârful bețișorului EndoSwab indică prezența reziduurilor de proteine.
4. Înregistrați rezultatul pentru asigurarea calității. 1 µg de reziduu de proteine pe bețișorul EndoSwab va dezvolta un mic punct albastru-verde. O cantitate mare de proteine solubile poate colora întreaga soluție de test în albastru-verde.

|                                                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|   | Pereg GmbH         |
|   | Porschestraße 12   |
|  | 84478 Waldkraiburg |
|                                                                                     | Germania           |
|   | 1.0 77070-06X      |
|                                                                                     | 1.7 77070-06A      |
|                                                                                     | 2.8 77070-06B      |
|                                                                                     | 3.8 77070-06C      |
|                                                                                     | 5.0 77070-06D      |

### Caracteristici de performanță

- Pyromol E: Detectarea reziduurilor de proteine.
- Kitul de testare poate detecta 1µg de proteine

### În caz de defecțiune/modificare a performanțelor

Doar instrumentele complet curate sunt sigure. Prezența reziduurilor evidențiate de Pyromol-E indică un proces de curățare inefficient.

### Precauții:

- Deschideți pachetul cu atenție și manipulați-l cu grijă.
- Nu mâncați și nu beți în timpul lucrului. Nu fumați. Păstrați produsul departe de alimente.
- Evitați contactul cu pielea și ochii.
- Păstrați produsul ferit de lumină, căldură și substanțe chimice.
- Folosiți ochelari de protecție (împotriva stropilor chimici).
- Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice.
- Purtați un dispozitiv de protecție împotriva inhalării în caz de vapori sau aerosoli.
- Nu folosiți produsul de două ori.
- Utilizați produsul numai în scopul prevăzut.
- Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a interpreta rezultatele.

### Combinații sigure cu dispozitive/echipamente

Utilizați numai bețișoarele furnizate cu Pyromol-E

### Restricții privind combinațiile

Pyromol-E se utilizează numai pentru detectarea reziduurilor de proteine în canalul endoscopului, în conformitate cu instrucțiunile anexate. Contactul cu substanțe alcaline și săruri de amoniu cuaternar (utilizate în câțiva dezinfectanți) va da un rezultat fals pozitiv. Însă glutaraldehida sau acidul peracetic, utilizate pentru endoscoapele flexibile, nu vor interfera cu testul Pyromol-E. Ampretele pot conține particule de proteine și pot da un rezultat fals pozitiv.

### Fiecare kit de testare conține:

- 6 teste de unică folosință pentru detectarea reziduurilor de proteine în canalele endoscoapelor flexibile.
- Flacon de test Pyromol-E
- Bețișor EndoSwab

### Condiții speciale de depozitare și/sau manipulare

- Păstrați produsul la temperaturi între +2°C și +25°C
- Păstrați-l în ambalajul original închis.
- Păstrați produsul ferit de lumină, căldură și substanțe chimice.

### Efecte secundare:

Orice incident grav care a avut loc în legătură cu acest dispozitiv trebuie raportat producătorului și autorității competente a statului membru în care vă aflați.

### Riscuri reziduale semnificative:

După utilizare, verificați întotdeauna dacă bețișorul este încă intact. După test, endoscopul trebuie să fie reprocasat/dezinfectat din nou.

### Eliminarea sigură a dispozitivului

Eliminați Pyromol-E în conformitate cu reglementările locale în vigoare.

### Versiunea și data emiterii IFU

Versiunea: 2.0 Data: 22.07.2025